

Nombre del trámite	DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIRRÁBICOS
Código	2155033
Descripción	<p>Detección de anticuerpos antirrábicos neutralizantes por la técnica de inhibición de focos fluorescentes (RFFIT).</p> <p>Ensayos: Detección de anticuerpos antirrábicos. Métodos: Técnica de Inhibición de focos Fluorescentes (RFFIT). Requisitos previos: Recolectar la muestra al menos 30 días después de la vacunación antirrábica. No aplicable en casos de sospecha de Rabia Humana. Tipo de Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Veterinaria: Suero. – Humana: suero, líquido cefalorraquídeo (LCR). <p>Volumen muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Animal: 1 ml suero (cantidad mínima: 0.5 ml) – Humana: 2 ml suero y/o 1 a 2 ml de LCR. <ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones para obtención de muestras en casos de encefalitis con sospecha de rabia humana (AX-02-IT-242.00-001) • Instructivo de envío de muestras desde el extranjero (AX-01-ME-242.00-005). <p>Criterio de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra correctamente identificada (tubo y formulario). • Tubos rotulados con nombre completo del paciente. • Tubo cerrado hermético. <p>Condiciones de almacenamiento y transporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: conservar a temperatura de refrigeración entre 2 y 8°C. • Transporte: triple embalaje con unidades refrigerantes. <p>Criterio de rechazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra sin formulario de solicitud. • Tubos sin rotular o con rótulo inadecuado. • Tubos primarios quebrados o muestra derramada en el contenedor secundario. • Discordancia entre la identificación del formulario y los datos de la muestra. • Muestra fuera del rango de temperatura solicitado. • Muestra hemolizada o lipémica (lechosa). • Muestra distinta de la solicitada. Por ejemplo, plasma. • Volumen de muestra insuficiente. • Muestra visiblemente contaminada. • Muestras recolectadas en tiempo superior a 30 días.
Detalles	

Beneficiarios	Usuarios públicos y privados.
Documentos requeridos	FORMULARIO ESTUDIO DE INMUNIDAD ANIMAL FORMULARIO ESTUDIO DE INMUNIDAD HUMANA
Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite?	<p>1. Trámite online disponible en Sistema Formularios ISP.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acceso al sistema Si usted es usuario habilitado, ingrese al sistema en https://formularios.ispch.gob.cl/ para realizar la solicitud de análisis y acceder posteriormente al informe de resultados con firma electrónica avanzada. Si no cuenta con clave de acceso, solicítela al correo electrónico coordinacionredes@ispch.cl – Solicitud de clave Una vez realizada la solicitud, recibirá un formulario que deberá completar con la información del laboratorio requerida para obtener la clave de acceso. La clave se entrega solo al director técnico del laboratorio. – Instrucciones de uso El paso a paso para el uso de la plataforma se encuentra en el documento “Manual para Generar Formularios online”, disponible en https://formularios.ispch.gob.cl/ <p>2. Trámite presencial:</p> <p>Procedimiento de envío, recepción y entrega de resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Preparación de la muestra Reunir los antecedentes y documentación mencionados en el punto anterior. – Entrega de la muestra <ul style="list-style-type: none"> – Entrega presencial: Dirigirse a la Sección de Gestión de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Av. Marathon N°1000, Ñuñoa, Santiago. – Envío por estafeta o courier: Entregar la documentación requerida en la recepción, donde se proporcionará un comprobante de recepción. – Horarios de atención Toma de muestras (ISP): No se realiza toma de muestras en ISP. Recepción de muestras: <ul style="list-style-type: none"> – Lunes a jueves: 08:00 a 17:00 hrs. – Viernes: 08:00 a 16:00 hrs. – Pago de arancel <ul style="list-style-type: none"> – Cancelar el arancel en la caja ubicada en el mismo piso, presentando el comprobante de recepción. – Exentos de pago: pacientes o instituciones con convenio vigente, presentando comprobante de recepción. – Proceso analítico y entrega de resultados El laboratorio del ISP efectuará el análisis correspondiente. En los

	<p>casos en que se emita informe de resultados, estos podrán ser entregados mediante las siguientes modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Retiro presencial: por paciente o cliente, con comprobante de recepción. – Retiro por terceros: requiere fotocopia de la cédula de identidad del paciente, poder notarial simple que autorice al tercero y comprobante de recepción. – Retiro por estafetas: autorizados y validados anualmente por el ISP para cada centro asistencial. – Envío desde Oficina de Partes ISP: a usuarios o a provincias, a la dirección indicada en el formulario. – Descarga en línea: a través de la plataforma de Formularios en Línea http://www.ispch.cl/servicios-en-linea – Consultas online a través de plataforma SIAC https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS
Tiempo realización	12 días hábiles.
Vigencia	De acuerdo con la indicación médica.
Costo	Ver Costo
Marco legal	Reglamento sobre notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria y su vigilancia. Serología anticuerpos antirrábicos animal