

Nombre del Trámite:	Estudio de genes de mutación en muestras de pacientes con Leucemia mieloide crónica.
Descripción:	Permite realizar estudio de Mutaciones en el Gen de Fusión BCR-ABL en muestras de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica provenientes del Hospital Del Salvador.
Detalles:	Muestra: Producto cDNA, debe llegar a temperatura de refrigeración (4 a 8°C) o congeladas. Enviar en microtubo de 200 0 500 uL, con un volumen de muestra de 50 uL (+ 5 ul). En Recepción de muestras, mantener en refrigerador hasta su retiro por personal del Subdepartamento Genética Molecular. Las muestras serán rechazadas si no coincide el N° de tubo con el formulario de ingreso. Código: 2401003
Beneficiario:	Muestras de pacientes con diagnóstico de Leucemia mieloide crónica provenientes del Hospital Del Salvador.
Documentos requeridos:	Formulario de envío de muestras para estudio genético de leucemia mieloide crónica.
Trámite Oficina:	1. Dirigirse a la Sección Recepción y Toma de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile, Av. Marathón N° 1000, Ñuñoa, Santiago. 2. Ingresar la(s) muestra (s) con el formulario de envío de muestras para estudio genético de leucemia mieloide crónica, se le entregará un comprobante de recepción. 3. Dirigirse a la Sección Ventas (caja) ubicada al costado de la anterior (en el mismo piso), estos análisis están eximidos de arancel.
Tiempo de realización:	25 días hábiles
Vigencia:	Indefinido
Costo:	Ver costo
Marco legal:	Convenio para la detección de mutaciones del dominio kinasa del gen de fusión BCR-ABL en pacientes con leucemia mieloide crónica entre el Hospital Del Salvador y el Instituto de Salud Pública, según Resolución Exenta N° 265 del 01-02-2013.

