

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS**  
**DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**



Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.

**1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO**

**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE**  
**Vacuna conjugada de grupos de meningococos A, C, W-135 e Y**  
**MenACWY**

Industria de origen: Estados Unidos de Norteamérica

Venta Bajo Receta

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**

Una dosis (0,5 mL) contiene:

Polisacárido del grupo A de <i>Neisseria meningitidis</i> <sup>1</sup> .....	10 microgramos
Polisacárido del grupo C de <i>Neisseria meningitidis</i> <sup>1</sup> .....	10 microgramos
Polisacárido del grupo W de <i>Neisseria meningitidis</i> <sup>1</sup> .....	10 microgramos
Polisacárido del grupo Y de <i>Neisseria meningitidis</i> <sup>1</sup> .....	10 microgramos
<sup>1</sup> Conjugado con proteína transportadora de toxoide tetánico.....	55 microgramos

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Solución inyectable.

Solución transparente e incolora.

**4. DATOS CLÍNICOS****4.1 Indicaciones terapéuticas**

MenQuadfi está indicado para la inmunización activa de individuos a partir de 12 meses de edad frente a la enfermedad meningocócica invasiva causada por *Neisseria meningitidis* de los serogrupos A, C, W e Y.

El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**Prevenición de la enfermedad meningocócica invasiva producida por *Neisseria meningitidis*, serogrupos A, C, W e Y.**4.2 Posología y forma de administración****Posología**

Inmunización primaria:

- Individuos a partir de 12 meses de edad: Una dosis única (0,5 mL).

Dosis de refuerzo:

- Se puede administrar una dosis única de 0,5 mL de MenQuadfi como dosis de refuerzo en aquellos sujetos que han recibido previamente una vacuna meningocócica que contenga los mismos serogrupos (ver sección 5.1).

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

- **Los datos de persistencia de anticuerpos a largo plazo tras la vacunación con MenQuadfi están disponibles hasta 7 años después de la vacunación** (ver secciones 4.4 y 5.1)
- No hay datos disponibles que indiquen la necesidad o el momento de una dosis de refuerzo de MenQuadfi (ver sección 5.1).

#### *Otra población pediátrica*

Todavía no se ha establecido la seguridad e inmunogenicidad de MenQuadfi en individuos menores de 12 meses.

#### Forma de administración

La vacuna se administra mediante inyección intramuscular, preferiblemente en la región deltoidea o anterolateral del muslo dependiendo de la edad y masa muscular del receptor.

Para consultar las instrucciones de manipulación de la vacuna antes de la administración, ver sección 6.6.

### **4.3 Contraindicaciones**

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 o tras la administración previa de esta vacuna o de una vacuna que contenga los mismos componentes.

### **4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo**

#### Trazabilidad

Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, se debe registrar claramente el nombre y el número de lote del producto administrado.

MenQuadfi no se debe administrar por vía subcutánea, intravascular o intradérmica.

Es una buena práctica clínica realizar una revisión de los antecedentes clínicos (especialmente con respecto a la vacunación previa y la posible aparición de reacciones adversas) y un examen clínico antes de proceder a la vacunación.

#### Hipersensibilidad

Al igual que con todas las vacunas inyectables, siempre debe estar disponible la supervisión y el tratamiento médico adecuados en caso de que se produzca una reacción anafiláctica tras la administración de la vacuna.

#### Enfermedad concomitante

Se debe posponer la vacunación en individuos que padezcan una enfermedad febril aguda grave. Sin embargo, la presencia de una infección menor, como un resfriado, no debe dar lugar al aplazamiento de la vacunación.

#### Síncope

El síncope (desfallecimiento) y otras reacciones relacionadas con la ansiedad pueden ocurrir después o incluso antes de cualquier vacunación como respuesta psicógena a la inyección con aguja. Deben existir procedimientos para prevenir caídas o lesiones y para el manejo del síncope.

#### Trombocitopenia y trastornos de la coagulación

MenQuadfi se debe administrar con precaución a individuos con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación que contraindique la inyección intramuscular, a menos que el beneficio potencial supere claramente el riesgo de la administración.

#### Protección

MenQuadfi solo protegerá frente a los grupos A, C, W e Y de *Neisseria meningitidis*. La vacuna no protegerá frente a ningún otro grupo de *Neisseria meningitidis*.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

Como con cualquier vacuna, la vacunación con MenQuadfi puede no proteger a todos los sujetos vacunados.

Se ha notificado la disminución de los títulos de anticuerpos bactericidas en suero frente al serogrupo A MenQuadfi y otras vacunas meningocócicas cuadrivalentes cuando se utiliza el complemento humano en el ensayo (hSBA). Se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Sin embargo, si se espera que una persona corra el riesgo particular de exposición al serogrupo A y recibió una dosis de MenQuadfi aproximadamente más de un año antes, se puede considerar la administración de una dosis de refuerzo

Se han observado títulos medios geométricos (GMT) más bajos de hSBA frente al serogrupo A después de administrar una dosis única de MenQuadfi a niños pequeños que habían recibido previamente la vacuna antimeningocócica conjugada del serogrupo C (MenC-CRM) durante la infancia. No obstante, las tasas de seroprotección fueron comparables entre los grupos de tratamiento (ver sección 5.1). Se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Este aspecto podría tenerse en cuenta para los sujetos con alto riesgo de infección por MenA que hayan recibido la vacuna MenC- CRM en su primer año de vida.

#### Inmunodeficiencia

Cabe la posibilidad de que en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor o pacientes con inmunodeficiencia, no se obtenga una respuesta inmune adecuada (ver sección 4.5). Las personas con deficiencias del complemento hereditarias (por ejemplo, deficiencias de C5 o C3) y las personas que reciben tratamientos que inhiben la activación del complemento terminal (por ejemplo, eculizumab) tienen un mayor riesgo de enfermedad invasiva causada por *Neisseria meningitidis* grupos A, C, W e Y, incluso aunque desarrollen anticuerpos después de la vacunación con MenQuadfi. No se dispone de datos en pacientes inmunodeprimidos.

#### Inmunización frente al tétanos

La inmunización con la vacuna MenQuadfi no sustituye a la inmunización rutinaria frente al tétanos. La administración conjunta de MenQuadfi con una vacuna que contenga toxoide tetánico no perjudica la respuesta al toxoide tetánico ni afecta a la seguridad.

#### Contenido de sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es esencialmente "exento de sodio".

### **4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

#### Uso con otras vacunas

En caso de administración concomitante, se deben usar lugares de inyección en miembros diferentes y con jeringas diferentes.

Para las edades de 12 a 23 meses, MenQuadfi se puede administrar de forma conjunta con la vacuna frente al sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) + la vacuna frente a la varicela (V), las vacunas combinadas frente a la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTaP), incluyendo la combinación de DTaP con hepatitis B (VHB), poliovirus inactivado (IPV) o *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) como la vacuna DTaP-IPV-HB-Hib (Hib conjugado con toxoide tetánico) y la vacuna antineumocócica polisacárida conjugada 13-valente (PCV-13).

No hubo impacto en la respuesta inmunitaria a MenQuadfi cuando se coadministró una vacuna meningocócica del serogrupo B.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

MenQuadfi se puede administrar de forma concomitante con PCV-13. Se han observado valores de GMT de hSBA más bajos el día 30 después de la administración de la dosis para el serogrupo A cuando se administran concomitantemente. Se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Como precaución en niños de 12 a 23 meses de edad con alto riesgo de enfermedad por serogrupo A, se podría considerar la administración de las vacunas MenQuadfi y PCV-13 por separado.

Para las edades de 10 a 17 años, MenQuadfi se puede administrar de forma conjunta con la vacuna frente a la difteria, el tétanos, la tos ferina (componente acelular) (adsorbida, con contenido reducido de antígeno(s)) (Tdap), o Tdap y la vacuna con poliovirus inactivado (Tdap-VPI), y la vacuna 4-valente frente al virus del papiloma humano (recombinante, adsorbida) (4vVPH) o la vacuna 9-valente frente al virus del papiloma humano (9vVPH). Sin embargo, la respuesta de los anticuerpos a algunos de los antígenos se podría ver afectada por la administración conjunta.

Los niños y adolescentes, de edades comprendidas entre 10 y 17 años, que no habían recibido la vacuna antimeningocócica con anterioridad tuvieron una respuesta no inferior para el antígeno TP y respuestas de anticuerpos más bajas a la FHA, PRN y FIM cuando se administró la vacuna Tdap concomitantemente con MenQuadfi y 4vVPH en comparación con la administración conjunta con la vacuna frente al 4vVPH sola (respuesta inmune evaluada tras completar la serie de VPH). Se desconocen las implicaciones clínicas de las respuestas al antígeno de la tos ferina, que han sido también observadas con otras de las vacunas conjugadas antimeningocócicas tetravalentes existentes. Un estudio clínico en niños y adolescentes de 10 a 17 años presentó los siguientes resultados cuando MenQuadfi se administró de manera concomitante con Tdap-VPI y 9vVPH o secuencialmente. Dio lugar a menores GMT y tasas de serorespuesta para el serogrupo A, menores GMT para el serogrupo W, menores respuestas a la poliomielitis inactivada tipos 1 y 3, difteria y anti-VPH tipos 6 y 58 (respuesta inmunitaria evaluada después de la primera dosis de 9vVPH) en comparación con cuando MenQuadfi se administró secuencialmente con Tdap-VPI y 9vVPH. Sin embargo, las tasas de seroprotección para los serogrupos A, C, W e Y, los títulos/concentraciones de anticuerpos seroprotectores contra la difteria y la polio y las tasas de seroconversión de 9vVPH no se vieron afectadas. Por lo tanto, no se espera ninguna interferencia clínicamente significativa cuando MenQuadfi se administra de forma concomitante con Tdap-VPI y 9vVPH. Estos resultados deben tenerse en cuenta cuando se considere la administración concomitante de las vacunas MenQuadfi, Tdap-VPI y 9vVPH.

Las vacunas concomitantes siempre se deben administrar en lugares de inyección separados y preferiblemente contralaterales.

No se ha estudiado la administración concomitante de MenQuadfi y otras vacunas distintas a las anteriormente mencionadas.

#### Uso con medicamentos inmunosupresores sistémicos

Cabe la posibilidad de que en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor no se produzca una respuesta inmunitaria adecuada (ver también sección 4.4).

### **4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia**

#### Embarazo

Los datos sobre el uso de MenQuadfi en mujeres embarazadas son limitados. Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos con respecto a la toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). MenQuadfi se debe usar durante el embarazo solo si los beneficios esperados para la madre superan los riesgos potenciales, incluidos los del feto.

#### Lactancia

Se desconoce si MenQuadfi se excreta en la leche materna. MenQuadfi solo se debe utilizar durante la lactancia cuando las posibles ventajas superen los riesgos potenciales.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

Fertilidad

Se realizó un estudio sobre la toxicidad para el desarrollo y la reproducción en conejas. No hubo efectos sobre el rendimiento respecto al apareamiento o la fertilidad femenina. No se realizó ningún estudio sobre fertilidad masculina (ver sección 5.3).

**4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

La influencia de MenQuadfi sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

Sin embargo, algunos de los efectos mencionados en la sección 4.8 "Reacciones adversas" pueden afectar de forma temporal a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

**4.8 Reacciones adversas**Resumen del perfil de seguridad

La seguridad de una dosis única de MenQuadfi en individuos de 12 meses de edad y mayores se evaluó en siete estudios pivotaes multicéntricos, aleatorizados y con control activo. En estos estudios, 6.308 sujetos recibieron una dosis primaria (N=5.906) o una dosis de refuerzo (N=402) de MenQuadfi y se incluyeron en los análisis de seguridad. Estos incluyeron 1.389 niños pequeños de 12 a 23 meses de edad, 498 niños de 2 a 9 años, 2.289 niños y adolescentes de 10 a 17 años, 1.684 adultos de 18 a 55 años, 199 adultos de edad avanzada de 56 a 64 años y 249 adultos de edad avanzada de 65 años en adelante. De estos, 392 adolescentes recibieron MenQuadfi coadministrado con Tdap y 4vVPH, y 589 niños pequeños recibieron MenQuadfi coadministrado con MMR+V (N=189), DTaP-IPV-HB-Hib (N=200) o PCV-13 (N=200).

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia dentro de los 7 días posteriores a la vacunación con una dosis única de MenQuadfi en monoterapia en niños pequeños de 12 a 23 meses de edad fueron irritabilidad (36,7%) y sensibilidad en el lugar de la inyección (30,6%) y en las edades de 2 años y mayores fueron dolor en el lugar de la inyección (38,7%) y mialgia (30,5%). Estas reacciones adversas fueron en su mayoría de intensidad leve o moderada.

Las tasas de reacciones adversas después de una dosis de refuerzo de MenQuadfi en adolescentes y adultos de al menos 15 años de edad fueron comparables a las observadas en adolescentes y adultos que recibieron una dosis primaria de MenQuadfi.

Las tasas de reacciones adversas en los 7 días posteriores a la vacunación entre los niños pequeños fueron comparables cuando se administró MMR+V de forma concomitante con o sin MenQuadfi, y cuando se administró DTaP-IPV-HB-Hib con o sin MenQuadfi. En general, las tasas de reacciones adversas fueron más altas en niños pequeños que recibieron PCV-13 administrada de forma concomitante con MenQuadfi (36,5%) que en los niños pequeños que recibieron PCV-13 sola (17,2%). A los niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad se les administró MenQuadfi solo (N=171) o MenQuadfi concomitantemente con Tdap-IPV y la primera dosis de 9vVPH (N=116). Las tasas de dolor por reacción en el lugar de inyección fueron mayores cuando se administró 9vVPH de forma concomitante con Tdap-IPV y MenQuadfi (83,6%) en comparación con cuando se administró Tdap-IPV y 9vVPH sin MenQuadfi (67,3%). En general, las tasas y la intensidad de las reacciones adversas fueron comparables entre estos dos grupos.

En un estudio clínico adicional, adolescentes y adultos de 13 a 26 años de edad primovacunados con MenQuadfi de 3 a 6 años antes recibieron MenQuadfi coadministrado con la vacuna meningocócica del serogrupo B (MenB), Trumenba (N=93) o Bexsero (N=92).

Las tasas y la intensidad de las reacciones sistémicas dentro de los 7 días posteriores a la vacunación tendieron a ser más altas cuando se administró MenQuadfi junto con la vacuna MenB que cuando se administró MenQuadfi solo. La reacción sistémica solicitada más común fue mialgia, de intensidad leve, que se experimentó con mayor frecuencia en adolescentes y adultos que recibieron la vacuna MenQuadfi y MenB concomitantemente (Trumenba, 65,2%; Bexsero, 63%) en comparación con aquellos que recibieron MenQuadfi solo (32,8%).

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

Tabla de reacciones adversas

Las reacciones adversas que se enumeran a continuación se han identificado a partir de estudios clínicos realizados con MenQuadfi cuando se administró en monoterapia a sujetos de 2 años de edad y mayores y vigilancia poscomercialización. El perfil de seguridad observado en niños pequeños de 12 a 23 meses se presenta en la sección de población pediátrica.

Las reacciones adversas se enumeran de acuerdo con las siguientes categorías de frecuencia:

Muy frecuentes: ( $\geq 1/10$ );

Frecuentes: ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ );

Poco frecuentes: ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ );

Raras: ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ );

Muy raras: ( $< 1/10.000$ );

Frecuencia no conocida: (no se puede estimar a partir de los datos disponibles).

Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad.

**Tabla 1: Resumen de las reacciones adversas tras la administración de MenQuadfi en ensayos clínicos y vigilancia poscomercialización en sujetos de 2 años de edad o mayores.**

Clasificación por órganos y sistemas de MedDRA	Frecuencia	Reacciones adversas
Trastornos de la sangre y del sistema linfático	Raras	Linfadenopatía
Trastornos del sistema nervioso	Muy frecuentes	Cefalea
	Poco frecuentes	Mareo
	Frecuencia no conocida	Convulsiones febriles, crisis convulsivas
Trastornos gastrointestinales	Poco frecuentes	Vómitos, náuseas
	Raras	Diarrea, dolor de estómago
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Raras	Urticaria, prurito, erupción
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	Muy frecuentes	Mialgia
	Raras	Dolor en una extremidad
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Muy frecuentes	Malestar
		Dolor en el lugar de inyección
	Frecuentes	Fiebre
		Hinchazón, eritema en el lugar de la inyección
	Poco frecuentes	Fatiga
		Prurito, calor, hematomas, erupción en el lugar de la inyección
Trastornos del sistema inmunitario	Raras	Escalofríos, dolor axilar
		Induración en el lugar de inyección
Trastornos del sistema inmunitario	Muy raras	Anafilaxia
	Frecuencia no conocida	Hipersensibilidad

Población pediátrica

El perfil de seguridad de MenQuadfi en niños y adolescentes de 2 a 17 años fue generalmente comparable al de los adultos. El eritema y la hinchazón en el lugar de la inyección de MenQuadfi se notificaron con mayor frecuencia en niños de 2 a 9 años de edad (muy frecuente) que en los grupos de mayor edad.

En niños pequeños de 12 a 23 meses de edad se notificaron con mayor frecuencia que en los grupos de mayor edad el eritema y la hinchazón en el lugar de la inyección de MenQuadfi (muy frecuente), vómitos (frecuente) y diarrea (frecuente). Las siguientes reacciones adicionales, que se enumeran a continuación en la Tabla 2, se han notificado de forma muy frecuente o de forma frecuente después de la administración de MenQuadfi en niños pequeños durante los ensayos clínicos y vigilancia poscomercialización.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 2: Resumen de reacciones adversas después de la administración de MenQuadfi en ensayos clínicos y vigilancia poscomercialización en sujetos de 12 a 23 meses.**

Clasificación por órganos y sistemas de MedDRA	Frecuencia	Reacciones adversas
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Muy frecuentes	Pérdida del apetito
Trastornos psiquiátricos	Muy frecuentes	Irritabilidad
	Poco frecuentes	Insomnio
Trastornos del sistema nervioso	Muy frecuentes	Somnolencia
	Frecuencia no conocida	Convulsiones febriles, crisis convulsivas
Trastornos gastrointestinales	Frecuentes	Vómitos, diarrea
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Poco frecuentes	Urticaria
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Muy frecuentes	Llanto anormal
		Sensibilidad/dolor, eritema, hinchazón en el lugar de inyección
	Frecuentes	Fiebre
	Poco frecuentes	Prurito, induración, hematomas, erupción en el lugar de inyección
Trastornos del sistema inmunitario	Muy raras	Anafilaxia
	Frecuencia no conocida	Hipersensibilidad

#### Personas de edad avanzada

En general, dentro de los 7 días posteriores a la vacunación con una dosis única de MenQuadfi en adultos de edad avanzada ( $\geq 56$  años) y en adultos más jóvenes (18 a 55 años) se observaron las mismas reacciones en el lugar de inyección y reacciones adversas sistémicas, pero con menor frecuencia, excepto el prurito en el lugar de la inyección, que fue más frecuente (frecuente) en los adultos de edad avanzada. Estas reacciones adversas fueron en su mayoría de intensidad leve o moderada.

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas.

#### **4.9. Sobredosis**

Es poco probable que se produzca una sobredosis con MenQuadfi debido a su presentación como vial de dosis única. En caso de sobredosis, se recomienda la monitorización de las funciones vitales y el posible tratamiento sintomático.

### **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

#### **5.1. Propiedades farmacodinámicas**

Grupo farmacoterapéutico: vacunas meningocócicas, código ATC: J07AH08

#### Mecanismo de acción

Los anticuerpos anticapsulares protegen frente a las enfermedades meningocócicas a través de la actividad bactericida mediada por el complemento.

MenQuadfi induce la producción de anticuerpos bactericidas específicos frente a polisacáridos capsulares de *Neisseria meningitidis* de los serogrupos A, C, W e Y.

#### Inmunogenicidad

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS**  
**DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

La inmunogenicidad de una dosis única de MenQuadfi para la primovacuna en niños pequeños (12 a 23 meses de edad), niños y adolescentes (2 a 17 años de edad), adultos (18 a 55 años de edad) y adultos de edad avanzada (56 años en adelante) se evaluó en seis estudios pivotaes y en dos estudios adicionales en niños pequeños (12 a 23 meses de edad) y en niños y adolescentes (10-17 años de edad). La inmunogenicidad de una dosis única de MenQuadfi cuando se utiliza como vacuna de refuerzo se evaluó en un estudio pivotal (sujetos de 15 a 55 años de edad) y en cuatro estudios adicionales: dos en niños de 3 años y 5 años después de la vacuna primaria cuando eran niños pequeños de 12 a 23 meses de edad, uno en adolescentes y adultos de 3 a 6 años después de la vacuna primaria, y uno en adultos mayores de 3, 5 y 6 a 7 años después de la vacuna primaria a los  $\geq 56$  años de edad. Además, en estos estudios adicionales se dispone de datos clínicos sobre la persistencia de la respuesta de anticuerpos desde al menos 3 años y hasta 7 años después de la vacuna primaria con MenQuadfi.

Los análisis de inmunogenicidad primaria se realizaron mediante la medida de la actividad bactericida en suero (SBA) utilizando suero humano como fuente de complemento exógeno (hSBA). Se dispone de datos de la actividad bactericida en suero con complemento de conejo (rSBA) en subgrupos de todos los grupos de edad y, por lo general, siguen las tendencias observadas con los datos de actividad bactericida en suero con complemento humano (hSBA). Además, se evaluó la inmunogenicidad primaria de todos los sujetos medida por hSBA y rSBA para el serogrupo C en el estudio MEQ00065 [NCT03890367].

Inmunogenicidad en niños pequeños de 12 a 23 meses de edad

La inmunogenicidad en sujetos de 12 a 23 meses de edad se evaluó en tres estudios clínicos (MET51 [NCT02955797], MET57 [NCT03205371] y MEQ00065 [NCT03890367]).

El estudio MET51 se llevó a cabo en sujetos que no habían recibido vacunas antimeningocócicas anteriormente o que habían sido primovacunados con vacunas conjugadas monovalentes frente al meningococo del serogrupo C en su primer año de vida (ver tabla 3).

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 3: Comparación de las respuestas de los anticuerpos bactericidas a la vacuna MenQuadfi y MenACWY-TT 30 días después de la vacunación, en sujetos no vacunados previamente con una vacuna antimeningocócica o en sujetos de ambos tipos combinados (sin vacunación previa + primovacunados con MenC) de 12 a 23 meses de edad (estudio MET51\*)**

Variable por serogrupo	MenQuadfi (IC del 95%) No vacunados previamente	MenACWY-TT (IC del 95%) No vacunados previamente	MenQuadfi (IC del 95%) Combinados (sin vacunación previa + primovacunados con MenC)	MenACWY-TT (IC del 95%) Combinados (sin vacunación previa + primovacunados con MenC)
<b>A</b>	<b>N=293</b>	<b>N=295</b>	<b>N=490</b>	<b>N=393-394</b>
% ≥1:8 (Seroprotección)**	90,8 (86,9; 93,8)	89,5 (85,4; 92,7)	90,4 (87,4; 92,9)	91,6 (88,4; 94,2)
% Serorespuesta	76,8 (71,5; 81,5)	72,5 (67,1; 77,6)	76,5 (72,5; 80,2)	77,1 (72,6; 81,2)
GMT de hSBA	28,7 (25,2; 32,6)	28,0 (24,4; 32,1)	29,9 (26,9; 33,2)	34,5 (30,5; 39,0)
<b>C</b>	<b>N=293</b>	<b>N=295</b>	<b>N=489</b>	<b>N=393-394</b>
% ≥1:8 (Seroprotección)**	99,3 (97,6; 99,9)	81,4 (76,4; 85,6)	99,2 (97,9; 99,8)	85,5 (81,7; 88,9)
% Serorespuesta	98,3 (96,1; 99,4)	71,5 (66,0; 76,6)	97,1 (95,2; 98,4)	77,4 (72,9; 81,4)
GMT de hSBA	436 (380; 500)	26,4 (22,5; 31,0)	880 (748; 1035)	77,1 (60,7; 98,0)
<b>W</b>	<b>N=293</b>	<b>N=296</b>	<b>N=489</b>	<b>N=393-394</b>
% ≥1:8 (Seroprotección)**	83,6 (78,9; 87,7)	83,4 (78,7; 87,5)	84,9 (81,4; 87,9)	84,0 (80,0; 87,5)
% Serorespuesta	67,6 (61,9; 72,9)	66,6 (60,9; 71,9)	70,8 (66,5; 74,8)	68,4 (63,6; 73,0)
GMT de hSBA	22,0 (18,9; 25,5)	16,4 (14,4; 18,6)	24,4 (21,8; 27,5)	17,7 (15,8; 19,8)
<b>Y</b>	<b>N=293</b>	<b>N=296</b>	<b>N=488-490</b>	<b>N=394-395</b>
% ≥1:8 (Seroprotección)**	93,2 (89,7; 95,8)	91,6 (87,8; 94,5)	94,3 (91,8; 96,2)	91,6 (88,5; 94,2)
% Serorespuesta	81,9 (77,0; 86,1)	79,1 (74,0; 83,5)	84,8 (81,3; 87,9)	78,9 (74,6; 82,9)
GMT de hSBA	38,0 (33,0; 43,9)	32,2 (28,0; 37,0)	41,7 (37,5; 46,5)	31,9 (28,4; 36,0)

\*Identificador del ensayo clínico NCT02955797.

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos. El número de participantes varía según los puntos temporales y el serogrupo

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

\*\*Se cumplió el criterio de no inferioridad.

*Respuesta en sujetos previamente vacunados con vacunas conjugadas MenC en su primer año de vida*  
 La mayoría de los niños pequeños (12 a 23 meses de edad) primovacunados con una vacuna conjugada monovalente frente al meningococo C en el estudio MET51 (NCT02955797) presentaban títulos de hSBA ≥1:8 en el grupo de MenQuadfi (N=198) (≥86,7%) y en el grupo de MenACWY-TT (N=99) (≥85,7%) el día 30 post-vacunación. Estos niños recibieron durante su infancia vacunas MenC-TT o MenC-CRM. Las tasas de seroprotección tras la vacunación fueron similares con MenQuadfi y MenACWY-TT frente a todos los serogrupos, independientemente de los antecedentes de primovacunación.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

En los sujetos primovacunados con MenC-CRM, las GMT para el serogrupo A fueron más bajos en el grupo MenQuadfi (n=49) que en el grupo MenACWY-TT (n=25) [12,0 (8,23; 17,5) frente a 42,2 (25,9; 68,8)]. Después de la administración de MenQuadfi, las tasas de seroprotección (títulos de hSBA  $\geq 1:8$ ) para los sujetos primovacunados con MenC-CRM fueron menores, pero aún comparables para los serogrupos A, y W en comparación con los del grupo MenACWY-TT [A: 68,8% (53,7; 81,3) frente al 96,0% (79,6; 99,9); W: 68,1% (52,9; 80,9) frente al 79,2% (57,8; 92,9)]. Las tasas para el serogrupo Y fueron más altas, pero aún comparables a las del grupo de MenACWY-TT [95,8% (85,7; 99,5) frente al 80,0% (59,3; 93,2)]. Las tasas para el serogrupo C fueron comparables en ambos grupos [95,7% (85,5; 99,5) frente al 92,0% (74,0; 99,0)]. Se desconoce la relevancia clínica de estos resultados. Este aspecto podría considerarse para las personas con alto riesgo de infección por MenA que recibieron la vacuna MenC-CRM en su primer año de vida.

El estudio MET57 (NCT03205371) se llevó a cabo en niños pequeños de 12 a 23 meses de edad no vacunados previamente con una vacuna antimeningocócica, con el fin de evaluar la inmunogenicidad de la administración concomitante de MenQuadfi con vacunas pediátricas (MMR+V, DTPa-IPV-HB-Hib o PCV-13). En conjunto, las tasas de seroprotección según los títulos de hSBA tras la vacunación en los sujetos que recibieron MenQuadfi fue alta frente a todos los serogrupos (entre el 88,9% y el 100%). Las tasas de serorespuesta y seroprotección para el serogrupo A fueron comparables cuando MenQuadfi se coadministró con PCV-13 y en monoterapia (56,1%, [IC del 95%: 48,9; 63,2] y 83,7% [IC del 95%: 77,7; 88,6] frente al 71,9% [IC del 95% 61,8; 80,6] y 90,6% [IC del 95% 82,9; 95,6]). Hubo diferencias en las GMTs de hSBA para el serogrupo A cuando MenQuadfi se coadministró con PCV-13 (n=196) en comparación con MenQuadfi administrado en monoterapia (n=96) (24,6 [IC del 95%: 20,2; 30,1] y 49,0 [IC del 95% 36,8; 65,3])). Se desconoce la relevancia clínica de estos resultados, pero esta observación podría tenerse en cuenta para las personas con alto riesgo de infección por MenA y, en consecuencia, las vacunaciones con MenQuadfi y PCV-13 podrían realizarse por separado.

El estudio MEQ00065 (NCT03890367) se llevó a cabo en niños pequeños de 12 a 23 meses de edad que no habían recibido la vacuna antimeningocócica para evaluar la inmunogenicidad del serogrupo C usando ensayos de hSBA y rSBA después de la administración de una dosis única de MenQuadfi en comparación con MenACWY-TT o MenC-TT.

Se demostró la superioridad de MenQuadfi en comparación con la vacuna MenACWY-TT para la tasa de seroprotección de hSBA y las GMT de hSBA y rSBA para el serogrupo C meningocócico. Se demostró la no inferioridad para la tasa de seroprotección de rSBA para el serogrupo C meningocócico. También se demostró la superioridad de MenQuadfi en comparación con la vacuna MenC-TT para las GMT de rSBA y hSBA frente al serogrupo C meningocócico y la no inferioridad de las tasas de seroprotección de rSBA y hSBA frente al serogrupo C meningocócico (ver tabla 4).

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 4: Comparación de las respuestas de anticuerpos bacterianos de hSBA y rSBA para el serogrupo C a las vacunas MenQuadfi, MenACWY-TT y MenC-TT 30 días después de la vacunación de sujetos de 12 a 23 meses de edad que nunca habían recibido una vacuna meningocócica (estudio MEQ00065\*)**

Variables	MenQuadfi (IC del 95%)	MenACWY-TT (IC del 95%)	MenC-TT (IC del 95%)	MenQuadfi (IC del 95%)	MenACWY-TT (IC del 95%)	MenC-TT (IC del 95%)
	hSBA			rSBA		
	N=214	N=211	N= 216	N=213	N=210	N= 215
% ≥1:8 (Seroprotección)	99,5 <sup># §</sup> (97,4; 100)	89,1 (84,1; 93,0)	99,5 (97,4; 100)	100 <sup>†</sup> (98,3; 100)	94,8 (90,8; 97,4)	100 (98,3; 100)
% Serorespuesta	99,5 (97,4; 100)	83,4 (77,7; 88,2)	99,1 (96,7; 99,9)	99,5 (97,4; 100)	92,9 (88,5; 95,9)	99,5 (97,4; 100)
GMTs	515 <sup>§</sup> (450; 591)	31,6 ( 26,5; 37,6)	227 (198; 260)	2143 <sup>‡</sup> (1870; 2456)	315 (252; 395)	1624 (1425; 1850)

\* Identificador del ensayo clínico NCT03890367

# superioridad de MenQuadfi demostrada frente a MenACWY-TT (tasas de seroprotección de hSBA)

§ no inferioridad de MenQuadfi demostrada frente a MenC-TT (tasas de seroprotección de hSBA)

§ superioridad de MenQuadfi demostrada frente a MenACWY-TT y MenC-TT (GMTs de hSBA)

† demostración de la no inferioridad de MenQuadfi frente a MenACWY-TT y MenC-TT (tasas de seroprotección rSBA)

‡ superioridad de MenQuadfi demostrada frente a MenACWY-TT y MenC-TT (rSBA GMTs)

N = número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos

IC del 95% de la proporción única calculada a partir del método binomial exacto

#### Inmunogenicidad en niños de 2 a 9 años de edad

La inmunogenicidad se evaluó en sujetos de 2 a 9 años de edad en el estudio MET35 (NCT03077438) (estratificado por edades de 2 a 5 y de 6 a 9 años), donde se compararon las serorespuestas tras la administración de MenQuadfi o MenACWY-CRM.

En general, para los sujetos de 2 a 9 años de edad, se demostró no inferioridad inmune, basada en la serorespuesta de hSBA, para MenQuadfi en comparación con MenACWY-CRM para los cuatro serogrupos.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 5: Comparación de las respuestas de anticuerpos bactericidas con MenQuadfi y MenACWY-CRM 30 días después de la vacunación, en sujetos sin vacunación antimeningocócica previa de 2 a 5 años y de 6 a 9 años de edad (estudio MET35\*)**

Variable por serogrupo	2-5 años		6-9 años	
	MenQuadfi (IC del 95%)	MenACWY-CRM (IC del 95%)	MenQuadfi (IC del 95%)	MenACWY-CRM (IC del 95%)
<b>A</b>	N=227-228	N=221	N=228	N=237
% ≥1:8 (Seroprotección)	84,6 (79,3; 89,1)	76,5 (70,3; 81,9)	88,2 (83,2; 92,0)	81,9 (76,3; 86,5)
% Serorespuesta	52,4 (45,7; 59,1)	44,8 (38,1; 51,6)	58,3 (51,6; 64,8)	50,6 (44,1; 57,2)
GMT de hSBA	21,6 (18,2; 25,5)	18,9 (15,5; 23,0)	28,4 (23,9; 33,8)	26,8 (22,0; 32,6)
<b>C</b>	N=229	N=222-223	N=229	N=236
% ≥1:8 (Seroprotección)	97,4 (94,4; 99,0)	64,6 (57,9; 70,8)	98,3 (95,6; 99,5)	69,5 (63,2; 75,3)
% Serorespuesta	94,3 (90,5; 96,9)	43,2 (36,6; 50,0)	96,1 (92,7; 98,2)	52,1 (45,5; 58,6)
GMT de hSBA	208 (175; 246)	11,9 (9,79; 14,6)	272 (224; 330)	23,7 (18,2; 31,0)
<b>W</b>	N=229	N=222	N=229	N=237
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	90,8 (86,3; 94,2)	80,6 (74,8; 85,6)	98,7 (96,2; 99,7)	91,6 (87,3; 94,8)
% Serorespuesta	73,8 (67,6; 79,4)	61,3 (54,5; 67,7)	83,8 (78,4; 88,4)	66,7 (60,3; 72,6)
GMT de hSBA	28,8 (24,6; 33,7)	20,1 (16,7; 24,2)	48,9 (42,5; 56,3)	33,6 (28,2; 40,1)
<b>Y</b>	N=229	N=222	N=229	N=237
% ≥1:8 (Seroprotección)	97,8 (95,0; 99,3)	86,9 (81,8; 91,1)	99,1 (96,9; 99,9)	94,5 (90,8; 97,0)
% Serorespuesta	88,2 (83,3; 92,1)	77,0 (70,9; 82,4)	94,8 (91,0; 97,3)	81,4 (75,9; 86,2)
GMT de hSBA	49,8 (43,0; 57,6)	36,1 (29,2; 44,7)	95,1 (80,2; 113)	51,8 (42,5; 63,2)

\*Identificador del ensayo clínico NCT03077438.

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos. El número de participantes varía según los puntos temporales y el serogrupo

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

### Inmunogenicidad en Niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad

La inmunogenicidad en sujetos de 10 a 17 años de edad se evaluó en tres estudios en los que se evaluaron las serorespuestas tras la administración de MenQuadfi en comparación con MenACWY-CRM (MET50 [NCT02199691]) o MenACWY-DT (MET43 [NCT02842853]) o comparando la seroprotección tras la administración de MenQuadfi en comparación con MenACWY-TT (MEQ00071 [NCT04490018]).

El estudio MET50 se llevó a cabo en sujetos sin vacunación antimeningocócica previa y se evaluó la serorespuesta tras la administración de MenQuadfi solamente, de MenACWY-CRM solamente de MenQuadfi junto con Tdap y la vacuna frente al el 4vVP-H o Tdap y la vacuna frente al 4vVPH solamente.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 6: Comparación de las respuestas de anticuerpos bactericidas con MenQuadfi y MenACWY-CRM 30 días después de la vacunación, en sujetos sin vacunación antimeningocócica previa de 10 a 17 años de edad (estudio MET50\*)**

Variable por serogrupo	MenQuadfi (IC del 95%)		MenACWY-CRM (IC del 95%)	
A	N=463		N=464	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	93,5	(90,9; 95,6)	82,8	(79,0; 86,1)
% Serorespuesta***	75,6	(71,4; 79,4)	66,4	(61,9; 70,7)
GMT de hSBA	44,1	(39,2; 49,6)	35,2	(30,3; 41,0)
C	N=462		N=463	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	98,5	(96,9; 99,4)	76,0	(71,9; 79,8)
% Serorespuesta***	97,2	(95,2; 98,5)	72,6	(68,3; 76,6)
GMT de hSBA	387	(329; 456)	51,4	(41,2; 64,2)
W	N=463		N=464	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	99,1	(97,8; 99,8)	90,7	(87,7; 93,2)
% Serorespuesta***	86,2	(82,7; 89,2)	66,6	(62,1; 70,9)
GMT de hSBA	86,9	(77,8; 97,0)	36,0	(31,5; 41,0)
Y	N=463		N=464	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	97,2	(95,2; 98,5)	83,2	(79,5; 86,5)
% Serorespuesta***	97,0	(95,0; 98,3)	80,8	(76,9; 84,3)
GMT de hSBA	75,7	(66,2; 86,5)	27,6	(23,8; 32,1)

\*Identificador del ensayo clínico NCT02199691.

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos.

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

\*\*Títulos de hSBA después de la vacunación ≥1:8 en los sujetos con títulos de hSBA antes de la vacunación <1:8 o un incremento de los títulos de hSBA de al menos 4 veces con respecto a los valores previos a la vacunación en los sujetos con títulos de hSBA antes de la vacunación ≥1:8.

#Se cumplió el criterio de no inferioridad.

El estudio MET43 se realizó para evaluar la inmunogenicidad de MenQuadfi en comparación con MenACWY-DT en niños, adolescentes y adultos (10 a 55 años de edad).

**Tabla 7: Comparación de las respuestas de anticuerpos bactericidas a MenQuadfi y MenACWY-DT 30 días después de la vacunación en participantes que no habían recibido la vacuna antimeningocócica de 10 a 17 años de edad (Estudio MET43\*)**

Variable por serogrupo	MenQuadfi (IC del 95%)		MenACWY-DT (IC del 95%)	
A	N=1.097		N=300	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	96,2	(94,9; 97,2)	89,0	(84,9; 92,3)
% Serorespuesta**	74,0	(71,3; 76,6)	55,3	(49,5; 61,0)
GMT de hSBA	78	(71,4; 85,2)	44,2	(36,4; 53,7)
C	N=1.097-1.098		N=300	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	98,5	(97,5; 99,1)	74,7	(69,3; 79,5)
% Serorespuesta**	95,6	(94,2; 96,8)	53,3	(47,5; 59,1)
GMT de hSBA	504	(456; 558)	44,1	(33,7; 57,8)
W	N=1.097		N=300	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	98,3	(97,3; 99,0)	93,7	(90,3; 96,1)
% Serorespuesta**	84,5	(82,2; 86,6)	72,0	(66,6; 77,0)
GMT de hSBA	97,2	(88,3; 107)	59,2	(49,1; 71,3)
Y	N=1.097		N=300	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	99,1	(98,3; 99,6)	94,3	(91,1; 96,7)
% Serorespuesta**	95,6	(94,2; 96,8)	85,7	(81,2; 89,4)
GMT de hSBA	208	(189; 228)	80,3	(65,6; 98,2)

\*Identificador del ensayo clínico NCT02842853.

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos. El número de participantes varía según los puntos temporales y el serogrupo

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

\*\* Se cumplió el criterio de no inferioridad.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

MEQ00071 se llevó a cabo en sujetos que no habían recibido ninguna vacuna meningocócica o que habían sido previamente vacunados con MenC antes de los dos años de edad. Se evaluó la seroprotección 30 días después de la administración de MenQuadfi sola, MenACWY-TT sola o MenQuadfi coadministrada con Tdap-VPI y 9vVPH.

La respuesta inmunitaria también se midió 6 días después de la vacunación en un subconjunto de sujetos que recibieron MenQuadfi de forma concomitante con Tdap-VPI y 9vVPH (N = 60). Se observó una respuesta inmunitaria rápida y robusta, con un 66,1%, 94,9%, 96,6% y 100% de sujetos que lograron seroprotección para los serogrupos A, C, W e Y, respectivamente, 6 días después de la vacunación con MenQuadfi.

**Tabla 8: Comparación de las respuestas de anticuerpos bactericidas con MenQuadfi y MenACWY-TT 30 días después de la vacunación en sujetos sin vacunación antimeningocócica previa y sujetos previamente vacunados con MenC de 10 a 17 años de edad (estudio MEQ00071\*)**

Variable por serogrupo	MenQuadfi (IC del 95%)	MenACWY-TT (IC del 95%)
<b>A</b>	N = 158-159	N = 159-160
% ≥1:8 (seroprotección)**	97,5 (93,7; 99,3)	92,5 (87,3; 96,1)
% de serorespuesta	88,0 (81,9; 92,6)	75,5 (68,0; 81,9)
GMT de hSBA	78,2 (64,6; 94,7)	56,0 (44,0; 71,2)
<b>C</b>	N = 158-159	N = 160-161
% ≥1:8 (seroprotección)**	100 (97,7; 100)	95,0 (90,4; 97,8)
% de serorespuesta	99,4 (96,5; 100)	88,8 (82,8; 93,2)
GMT de hSBA	2294 (1675; 3142)	619 (411; 931)
<b>W</b>	N = 159	N = 159
% ≥1:8 (seroprotección)**	100 (97,7; 100)	98,8 (95,6; 99,8)
% de serorespuesta	93,1 (88,0; 96,5)	81,4 (74,5; 87,1)
GMT de hSBA	134 (109; 164)	64,6 (52,5; 79,4)
<b>Y</b>	N = 158	N = 160
% ≥1:8 (seroprotección)**	99,4 (96,5; 100)	98,1 (94,6; 99,6)
% de serorespuesta	98,7 (95,5; 99,8)	88,1 (82,1; 92,7)
GMT de hSBA	169 (141; 202)	84,8 (68,3; 105)

\* Identificador del Ensayo Clínico NCT04490018

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos. El número de participantes varía en función de los puntos temporales y el serogrupo.

IC del 95% de la proporción única calculada a partir del método binomial exacto.

\*\* Criterio de no inferioridad cumplido.

En un análisis exploratorio en un subconjunto no aleatorizado de participantes (N = 60), las tasas de respuesta inmunitaria y las tasas de protección se midieron 6 y 30 días después de la administración concomitante de MenQuadfi con Tdap-VPI y 9vVPH. La proporción de sujetos con seroprotección para el serogrupo A no aumentó en 6 días, mientras que la mayoría de los sujetos tuvieron seroprotección frente los serogrupos C, W e Y (>94%). Después de 30 días, las tasas de protección en este subconjunto fueron comparables a la población completa del estudio notificada en la tabla 8.

**Respuesta en sujetos según el estado de vacunación frente a MenC**

Se evaluó la inmunogenicidad frente al serogrupo C tras la administración de una dosis única de MenQuadfi en comparación con una dosis única de MenACWY-TT tanto en sujetos no vacunados frente al meningococo como en sujetos previamente vacunados frente a MenC (antes de los dos años de edad) (MEQ00071). En general, la serorespuesta postvacunación y las GMT de hSBA frente al serogrupo C fueron mayores en los sujetos no vacunados frente al meningococo que recibieron MenQuadfi que en los que recibieron MenACWY-TT, y las tasas de seroprotección también tendieron a ser mayores. No se observaron diferencias entre los grupos en cuanto a la respuesta de anticuerpos en los sujetos previamente vacunados frente a MenC.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

Inmunogenicidad en adultos de 18 a 55 años de edad

La inmunogenicidad en sujetos de 18 a 55 años de edad se evaluó en el estudio MET43 (NCT02842853), donde se comparó MenQuadfi con MenACWY-DT.

**Tabla 9: Comparación de las respuestas de anticuerpos bactericidas con MenQuadfi y MenACWY-DT 30 días después de la vacunación, en sujetos sin vacunación antimeningocócica previa de 18 a 55 años de edad (estudio MET43\*)**

Variable por serogrupo	MenQuadfi (IC del 95%)		MenACWY-DT (IC del 95%)	
<b>A</b>	N=1.406-1.408		N=293	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	93,5	(92,1; 94,8)	88,1	(83,8; 91,5)
% Serorespuesta**	73,5	(71,2; 75,8)	53,9	(48,0; 59,7)
GMT de hSBA	106	(97,2; 117)	52,3	(42,8; 63,9)
<b>C</b>	N=1.406-1.408		N=293	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	93,5	(92,0; 94,7)	77,8	(72,6; 82,4)
% Serorespuesta**	83,4	(81,4; 85,3)	42,3	(36,6; 48,2)
GMT de hSBA	234	(210; 261)	37,5	(29,0; 48,5)
<b>W</b>	N=1.408-1.410		N=293	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	94,5	(93,2; 95,7)	80,2	(75,2; 84,6)
% Serorespuesta**	77,0	(74,7; 79,2)	50,2	(44,3; 56,0)
GMT de hSBA	75,6	(68,7; 83,2)	33,2	(26,3; 42,0)
<b>Y</b>	N=1.408-1.410		N=293	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	98,6	(97,8; 99,1)	81,2	(76,3; 85,5)
% Serorespuesta**	88,1	(86,3; 89,8)	60,8	(54,9; 66,4)
GMT de hSBA	219	(200; 239)	54,6	(42,3; 70,5)

\*Identificador del ensayo clínico NCT02842853.

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos. El número de sujetos varía según los puntos temporales y el serogrupo

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

\*\*Se cumplió el criterio de no inferioridad.

Inmunogenicidad en Adultos a partir de 56 años de edad

La inmunogenicidad en adultos de edad ≥56 años (media 67,1 años, rango 56,0 - 97,2 años) se evaluó en el estudio MET49 (NCT02842866), donde se evaluó la inmunogenicidad de MenQuadfi en comparación con la vacuna MenACWY polisacárida.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 10: Comparación de las respuestas de anticuerpos bactericidas con MenQuadfi y MenACWY polisacárida 30 días después de la vacunación, en participantes sin vacunación antimeningocócica previa de 56 años de edad en adelante (estudio MET49\*)**

Variable por serogrupo	MenQuadfi (IC del 95%)		MenACWY polisacárida (IC del 95%)	
A	N=433		N=431	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	89,4	(86,1; 92,1)	84,2	(80,4; 87,5)
% Serorespuesta**	58,2	(53,4; 62,9)	42,5	(37,7; 47,3)
GMT de hSBA	55,1	(46,8; 65,0)	31,4	(26,9; 36,7)
C	N=433		N=431	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	90,1	(86,9; 92,7)	71,0	(66,5; 75,2)
% Serorespuesta**	77,1	(72,9; 81,0)	49,7	(44,8; 54,5)
GMT de hSBA	101	(83,8; 123)	24,7	(20,7; 29,5)
W	N=433		N=431	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	77,4	(73,1; 81,2)	63,1	(58,4; 67,7)
% Serorespuesta**	62,6	(57,8; 67,2)	44,8	(40,0; 49,6)
GMT de hSBA	28,1	(23,7; 33,3)	15,5	(13,0; 18,4)
Y	N=433		N=431	
% ≥ 1:8 (Seroprotección)	91,7	(88,7; 94,1)	67,7	(63,1; 72,1)
% Serorespuesta**	74,4	(70,0; 78,4)	43,4	(38,7; 48,2)
GMT de hSBA	69,1	(58,7; 81,4)	21,0	(17,4; 25,3)

\*Identificador del ensayo clínico NCT02842866.

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos.

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

\*\*Se cumplió el criterio de no inferioridad.

Persistencia de la respuesta inmunitaria y respuesta de refuerzo de MenQuadfi

Se evaluó la persistencia de anticuerpos después de la vacunación primaria en niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes y adultos mayores desde al menos 3 años y hasta 7 años después de la vacunación primaria. También se evaluó la inmunogenicidad de una dosis de refuerzo de MenQuadfi.

Persistencia de la respuesta inmunitaria y respuesta de refuerzo de MenQuadfi en niños de 4 a 5 años de edad

El estudio MET62 (NCT03476135) evaluó la persistencia de los anticuerpos de una dosis primaria, y la inmunogenicidad y la seguridad de una dosis de refuerzo de MenQuadfi en niños de 4-5 años de edad. Estos niños habían sido primovacunados con una dosis única de MenQuadfi o MenACWY-TT 3 años antes como parte del estudio de fase II MET54 cuando tenían 12-23 meses de edad. La persistencia de los anticuerpos antes de la dosis de refuerzo de MenQuadfi y la respuesta inmunitaria de refuerzo se evaluaron en función de la vacuna (MenQuadfi o MenACWY-TT) que los niños habían recibido 3 años antes (ver tabla 11).

Para todos los serogrupos, las GMT de hSBA fueron más altas en el D30 después de la dosis primaria que 3 años (3A) después de la dosis primaria (D0 antes de la dosis de refuerzo), tanto con MenQuadfi como con MenACWY-TT. Las GMT 3 años después de la dosis primaria (D0 antes del refuerzo) fueron más altas que las previas a la dosis primaria, lo que indica la persistencia a largo plazo de la respuesta inmunitaria.

Tras la dosis de refuerzo, las tasas de seroprotección fueron casi del 100% para todos los serogrupos en los niños vacunados inicialmente con MenQuadfi.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 11: - Comparación de la respuesta de anticuerpos bactericidas 30 días después de la vacunación de refuerzo, y persistencia en niños (4 a 5 años) primovacunados con MenQuadfi o MenACWY-TT 3 años antes en el estudio MET54\* - (estudio MET62\*\*)**

Variable por serogrupo	Refuerzo con MenQuadfi en primovacunados con MenQuadfi (IC del 95%)			Refuerzo con MenQuadfi en primovacunados con MenACWY-TT (IC del 95%)			Refuerzo con MenQuadfi en primovacunados con MenQuadfi + primovacunados con MenACWY-TT (IC del 95%)		
	Persistencia <sup>#</sup> N=42		Refuerzo <sup>§</sup> N=40	Persistencia <sup>#</sup> N=49		Refuerzo <sup>§</sup> N=44	Persistencia <sup>#</sup> N=91		Refuerzo <sup>§</sup> N=84
	D30 Post dosis primaria	3A Post dosis primaria (D0-Pre-dosis de refuerzo)		D30 Post dosis primaria	3A Post dosis primaria (D0-Pre-dosis de refuerzo)		D30 Post dosis primaria	3A Post dosis primaria (D0-Pre-dosis de refuerzo)	
<b>A</b>									
% ≥1:8 (Seroprotección)	97,6 (87,4; 99,9)	66,7 (50,5; 80,4)	100 (91,2; 100)	89,8 (77,8; 96,6)	83,7 (70,3; 92,7)	100 (92,0; 100)	93,4 (86,2; 97,5)	75,8 (65,7; 84,2)	100 (95,7; 100)
% Serorespuesta	-	-	100 (91,2; 100)	-	-	95,5 (84,5; 99,4)	-	-	97,6 (91,7; 99,7)
GMT de hSBA	83,3 (63,9; 109)	11,9 (8,11; 17,4)	763 (521; 1117)	49,6 (32,1; 76,7)	14,7 (10,7; 20,2)	659 (427; 1017)	63,0 (48,3; 82,2)	13,3 (10,5; 17,0)	706 (531; 940)
<b>C</b>									
% ≥1:8 (Seroprotección)	100 (91,6; 100)	100 (91,6; 100)	100 (91,2; 100)	87,8 (75,2; 95,4)	57,1 (42,2; 71,2)	100 (92,0; 100)	93,4 (86,2; 97,5)	76,9 (66,9; 85,1)	100 (95,7; 100)
% Serorespuesta	-	-	95,0 (83,1; 99,4)	-	-	100 (92,0; 100)	-	-	97,6 (91,7; 99,7)
GMT de hSBA	594 (445; 793)	103 (71,7; 149)	5894 (4325; 8031)	29,4 (20,1; 43,1)	11,6 (7,28; 18,3)	1592 (1165; 2174)	118 (79,3; 175)	31,8 (21,9; 46,1)	2969 (2293; 3844)
<b>W</b>									
% ≥1:8 (Seroprotección)	100 (91,6; 100)	97,6 (87,4; 99,9)	97,5 (86,8; 99,9)	95,9 (86,0; 99,5)	83,7 (70,3; 92,7)	100 (92,0; 100)	97,8 (92,3; 99,7)	90,1 (82,1; 95,4)	98,8 (93,5; 100)
% Serorespuesta	-	-	97,5 (86,8; 99,9)	-	-	100 (92,0; 100)	-	-	98,8 (93,5; 100)
GMT de hSBA	71,8 (53,3; 96,7)	50,0 (35,9; 69,5)	2656 (1601; 4406)	40,1 (30,6; 52,6)	21,2 (14,6; 30,9)	3444 (2387; 4970)	52,5 (42,7; 64,5)	31,5 (24,2; 41,0)	3043 (2248; 4120)
<b>Y</b>									
% ≥1:8 (Seroprotección)	100 (91,6; 100)	97,6 (87,4; 99,9)	100 (91,2; 100)	100 (92,7; 100)	89,8 (77,8; 96,6)	100 (92,0; 100)	100 (96,0; 100)	93,4 (86,2; 97,5)	100 (95,7; 100)
% Serorespuesta	-	-	100 (91,2; 100)	-	-	100 (92,0; 100)	-	-	100 (95,7; 100)
GMT de hSBA	105 (73,9; 149)	32,5 (24,8; 42,7)	2013 (1451; 2792)	75,8 (54,2; 106)	18,2 (13,8; 24,0)	2806 (2066; 3813)	88,1 (69,3; 112)	23,8 (19,4; 29,1)	2396 (1919; 2991)

\*Identificador de ensayo clínico MET54 – NCT03205358. El estudio se realizó en niños de 12-23 meses de edad.

\*\*Identificador del ensayo clínico MET62 – NCT03476135

\$ N calculado utilizando el conjunto de análisis por protocolo (PPAS) con resultados serológicos válidos; dosis de refuerzo = D30 MET62.

# N calculado utilizando el conjunto de análisis completo para la persistencia (FASP) con resultados serológicos válidos; D30 dosis post-primaria = D30 MET54, 3A Post dosis primaria (D0 dosis pre-refuerzo) = D0 MET62.

Serorespuesta a la vacuna: el título es < 1:8 al inicio con un título post-vacunación ≥ 1:16 o el título es ≥ 1:8 al inicio con un aumento ≥ 4 veces en la post-vacunación.

IC del 95% de la proporción única calculada a partir del método binomial exacto.

**Persistencia de la respuesta inmunitaria y la respuesta de refuerzo de MenQuadfi en niños de 6 a 7 años de edad**

El estudio MEQ00073 (NCT04936685) evaluó la persistencia de los anticuerpos de una dosis primaria, la inmunogenicidad y la seguridad de una dosis de refuerzo de MenQuadfi en niños de 6 a 7 años de edad que habían recibido previamente una dosis primaria de MenQuadfi 5 años antes como parte del estudio MET51 cuando tenían entre 12 y 23 meses de edad (consulte la Tabla 12). Para todos los serogrupos, las GMT 5 años después de la dosis primaria (antes del refuerzo) fueron superiores a las GMT anteriores a la dosis primaria, lo que indica la persistencia de la respuesta inmunitaria. Después de la dosis de refuerzo, las tasas de seroprotección fueron casi del 100% para todos los serogrupos en

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

niños primovacunados con MenQuadfi (98,9%, 97,7%, 100%, y 100% para los serogrupos A, C, W, e Y, respectivamente).

**Tabla 12: Comparación de la respuesta de anticuerpos bactericidas 30 días después de la vacunación de refuerzo con MenQuadfi, y persistencia en niños (de 6 a 7 años) primovacunados con MenQuadfi 5 años antes en el estudio MET51\* – (estudio MEQ00073\*\*)**

Criterio de valoración por serogrupo	MenQuadfi Booster en MenQuadfi primovacunado (IC del 95%)		
	Persistencia <sup>#</sup>		Refuerzo <sup>§</sup>
	D30 – Post dosis primaria N=208	5A Post dosis primaria (D0 – antes de la dosis de refuerzo) N=208	N=88
<b>A</b>			
% ≥1:8 (Seroprotección)	90,4 (85,5; 94,0)	76,0 (69,6; 81,6)	98,9 (93,8; 100)
% Serorespuesta	-	-	93,2 (85,7; 97,5)
hSBA GMT	28,9 (24,5; 34,0)	14,5 (12,0; 17,5)	1143 (820; 1594)
<b>C</b>			
% ≥1:8 (Seroprotección)	99,5 (97,4; 100)	85,1 (79,5; 89,6)	97,7 (92,0; 99,7)
% Serorespuesta	-	-	97,7 (92,0; 99,7)
hSBA GMT	1315 (1002; 1724)	37,6 (29,8; 47,4)	8933 (6252; 12764)
<b>W</b>			
% ≥1:8 (Seroprotección)	83,7 (77,9; 88,4)	84,6 (79,0; 89,2)	100 (95,9; 100)
% Serorespuesta	-	-	98,9 (93,8; 100)
hSBA GMT	25,7 (21,3; 31,0)	30,7 (24,9; 37,9)	8656 (6393; 11721)
<b>Y</b>			
% ≥1:8 (Seroprotección)	92,3 (87,8; 95,5)	68,8 (62,0; 75,0)	100 (95,9; 100)
% Serorespuesta	-	-	98,9 (93,8; 100)
hSBA GMT	41,6 (35,0; 49,6)	12,7 (10,5; 15,4)	3727 (2908; 4776)

\*Identificador del ensayo clínico MET51 – NCT02955797. El estudio se llevó a cabo en niños pequeños de 12 a 23 meses de edad.

\*\*Identificador del ensayo clínico MEQ00073 – NCT04936685

# N calculado utilizando el grupo de análisis completo de persistencia (FASP) con resultados serológicos válidos; D30 después de la dosis primaria = D30 MET51, 5A después de la dosis primaria (D0 antes de la dosis de refuerzo) = D0 MEQ00073.

§ N USD calculado utilizando el conjunto de análisis por protocolo (PPAS1) con resultados serológicos válidos; refuerzo = D30 MEQ00073 5 años después de la vacunación primaria en MET51.

Serorespuesta a la vacuna: el título es < 1:8 al inicio con un título posterior a la vacunación ≥1:16 o un título ≥1:8 al inicio con un aumento ≥4 veces en el momento posterior a la vacunación.

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

*Respuesta en sujetos según el estado de vacunación con MenC antes de la primovacunación con MenQuadfi en MET51*

Las respuestas de anticuerpos frente al serogrupo C tras la administración de una dosis de refuerzo de MenQuadfi fueron comparables independientemente del estado de vacunación con MenC durante su primer año de vida antes de la primovacunación con MenQuadfi 5 años antes en MET51.

Persistencia de la respuesta inmunitaria y la respuesta de refuerzo de MenQuadfi en adolescentes y adultos de 13 a 26 años de edad

El estudio MET59 (NCT04084769) evaluó la persistencia de los anticuerpos de una dosis primaria, y la inmunogenicidad y la seguridad de una dosis de refuerzo de MenQuadfi en adolescentes y adultos de 13 a 26 años de edad. Estos sujetos habían recibido una dosis única de MenQuadfi en el estudio MET50 o MET43 o MenACWY-CRM en el estudio MET50 o fuera de los ensayos de Sanofi Pasteur 3-6 años antes. La persistencia de los anticuerpos antes de la dosis de refuerzo de MenQuadfi y la respuesta inmunitaria de refuerzo se evaluaron en función de la vacuna (MenQuadfi o MenACWY-CRM) que los sujetos habían recibido entre 3 y 6 años antes (consulte la Tabla 13).

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

Para todos los serogrupos, las GMT de hSBA fueron más altas en el D30 después de la dosis primaria que de 3 a 6 años (3-6A) después de la dosis primaria (D0 antes de la dosis de refuerzo) para MenQuadfi y MenACWY-CRM en sujetos primovacunados. Las GMT 3-6A después de la dosis primaria (D0 antes de la dosis de refuerzo) fueron más altas que las GMT antes de la dosis primaria, lo que indica la persistencia a largo plazo de la respuesta inmunitaria.

Después de la dosis de refuerzo, las tasas de seroprotección fueron de casi el 100% para todos los serogrupos en adolescentes y adultos primovacunados con MenQuadfi.

**Tabla 13:- Comparación de la respuesta de anticuerpos bactericidas 6 y 30 días después de la vacunación de refuerzo, y persistencia en adolescentes y adultos (13 a 26 años) primovacunados con MenQuadfi o MenACWY-CRM 3-6 años antes en el estudio MET50\*, MET43\*\* o fuera de los ensayos de Sanofi Pasteur – (estudio MET59\*\*\*)**

Variable por serogrupo	Refuerzo con MenQuadfi en primovacunados con MenQuadfi (IC del 95% )				Refuerzo con MenQuadfi en primovacunados con MenACWY-CRM (IC del 95% )			
	Persistencia <sup>^</sup>		Dosis de refuerzo <sup>§</sup>		Persistencia <sup>^</sup>		Dosis de refuerzo <sup>§</sup>	
	D30 – Post dosis primaria N=376	3-6A Post dosis primaria (D0 – Pre-dosis de refuerzo) N=379-380	D06 – Post dosis de refuerzo N=46	D30 – Post dosis de refuerzo N=174	D30 Post dosis primaria N=132-133	3-6A Post dosis primaria (D0-Pre-dosis de refuerzo) N=140	D06- Post dosis de refuerzo N=45	D30 – Post dosis de refuerzo N=176
<b>A</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	94,7 (91,9; 96,7)	72,8 (68,0; 77,2)	91,3 (79,2; 97,6)	99,4 (96,8; 100)	81,2 (73,5; 87,5)	71,4 (63,2; 78,7)	95,6 (84,9; 99,5)	99,4 (96,9; 100)
% Serorespuesta	-	-	82,6 (68,6; 92,2)	94,8 (90,4; 97,6)	-	-	77,8 (62,9; 88,8)	93,2 (88,4; 96,4)
GMT de hSBA	45,2 (39,9; 51,1)	12,5 (11,1; 14,1)	289 (133; 625)	502 (388; 649)	32,8 (25,0; 43,1)	11,6 (9,41; 14,3)	161 (93,0; 280)	399 (318; 502)
<b>C</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	98,1 (96,2; 99,2)	86,3 (82,4; 89,6)	100 (92,3; 100)	100 (97,9; 100)	74,2 (65,9; 81,5)	49,3 (40,7; 57,9)	97,8 (88,2; 99,9)	100 (97,9; 100)
% Serorespuesta	-	-	89,1 (76,4; 96,4)	97,1 (93,4; 99,1)	-	-	93,3 (81,7; 98,6)	98,9 (96,0; 99,9)
GMT de hSBA	417 (348; 500)	37,5 (31,6; 44,5)	3799 (2504; 5763)	3708 (3146; 4369)	49,7 (32,4; 76,4)	11,0 (8,09; 14,9)	919 (500; 1690)	2533 (2076; 3091)
<b>W</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	100 (99,0; 100)	88,9 (85,3; 91,9)	100 (92,3; 100)	100 (97,9; 100)	93,2 (87,5; 96,9)	76,4 (68,5; 83,2)	100 (92,1; 100)	100 (97,9; 100)
% Serorespuesta	-	-	97,8 (88,5; 99,9)	97,7 (94,2; 99,4)	-	-	88,9 (75,9; 96,3)	98,9 (96,0; 99,9)
GMT de hSBA	82,7 (73,6; 92,9)	28,8 (25,1; 33,0)	1928 (1187; 3131)	2290 (1934; 2711)	45,1 (34,3; 59,4)	14,9 (11,9; 18,6)	708 (463; 1082)	2574 (2178; 3041)
<b>Y</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	97,9 (95,9; 99,1)	81,8 (77,5; 85,5)	97,8 (88,5; 99,9)	100 (97,9; 100)	88,7 (82,1; 93,5)	52,1 (43,5; 60,7)	100 (92,1; 100)	100 (97,9; 100)
% Serorespuesta	-	-	95,7 (85,2; 99,5)	98,9 (95,9; 99,9)	-	-	91,1 (78,8; 97,5)	100 (97,9; 100)
GMT de hSBA	91,0 (78,6; 105)	21,8 (18,8; 25,1)	1658 (973; 2826)	2308 (1925; 2767)	36,1 (27,2; 47,8)	8,49 (6,50; 11,1)	800 (467; 1371)	3036 (2547; 3620)

\*MET50. El estudio se realizó en adolescentes (10-17 años de edad)

\*\*MET43. El estudio se realizó en niños, adolescentes y adultos (10-55 años de edad).

\*\*\*MET59 – NCT04084769

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

\$N calculado utilizando el conjunto de análisis por protocolo (PPAS 1 y 2) con resultados serológicos válidos; dosis de refuerzo = D06 o D30 del MET59.

^N calculado utilizando el conjunto de análisis completo para la persistencia (FASP) con resultados serológicos válidos. El número de participantes varía dependiendo de los puntos temporales y del serogrupo; dosis post-primaria = D30 MET50 o MET43, 3-6A después de la dosis primaria (dosis pre-refuerzo) = D0 MET59.

Serorespuesta a la vacuna: el título es < 1:8 al inicio con un título post-vacunación ≥ 1:16 o el título es ≥ 1:8 al inicio con un aumento ≥ 4 veces en la post-vacunación.

IC del 95% de la proporción única calculada a partir del método binomial exacto.

**Persistencia de la respuesta inmunitaria y la respuesta de refuerzo de MenQuadfi en adultos de 59 años de edad y mayores**

El estudio MEQ00066 (NCT04142242) evaluó la persistencia de anticuerpos de una dosis primaria, y la inmunogenicidad y la seguridad de una dosis de refuerzo de MenQuadfi en adultos ≥59 años. Estos sujetos habían recibido una dosis única de MenQuadfi o MenACWY-PS ≥3 años antes en el estudio MET49 o MET44.

**Persistencia a 3 años**

La persistencia de anticuerpos antes de la dosis de refuerzo de MenQuadfi y la respuesta inmunitaria de refuerzo se evaluaron según la vacuna (MenQuadfi o MenACWY-PS) que los sujetos habían recibido 3 años antes en el estudio MET49 (Tabla 14).

Para todos los serogrupos, las GMT de hSBA fueron más altas en la dosis post-primaria del D30 que a los 3 años (3A) después de la dosis primaria (D0 antes del refuerzo) para los adultos primovacunados con MenQuadfi y MenACWY-PS. Además, para ambos grupos primovacunados, las GMT a los 3 años (3A) después de la dosis primaria (antes del refuerzo) fueron más altas que las GMT previas a la dosis de vacunación primaria para los serogrupos C, W e Y (indicativo de la persistencia a largo plazo de la respuesta inmune para estos serogrupos) y fueron comparables para el serogrupo A.

**Tabla 14: Comparación de la respuesta de anticuerpos bactericidas 6 y 30 días después de la vacunación de refuerzo y la persistencia en adultos (≥59 años de edad) vacunados con MenQuadfi o MenACWY-PS 3 años antes en el estudio MET49\* – (estudio MEQ00066#)**

Variable por serogrupo	Refuerzo con MenQuadfi en primovacunados con MenQuadfi (IC del 95%)				Refuerzo con MenQuadfi en primovacunados con MenACWY-PS (IC del 95%)			
	Persistencia <sup>^</sup>		Refuerzo <sup>\$</sup>		Persistencia <sup>^</sup>		Refuerzo <sup>\$</sup>	
	D30 - Post dosis primaria N=214	3A Post dosis primaria (D0 - Pre-dosis de refuerzo) N=214	D06 - Post dosis de refuerzo N=58	D30 - Post dosis de refuerzo N=145	D30 Post dosis primaria N=169	3A Post dosis primaria (D0-Pre-dosis de refuerzo) N=169	D06 - Post dosis de refuerzo N=62	D30 - Post dosis de refuerzo N=130
<b>A</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	89,6 (84,7; 93,4)	65,0 (58,2; 71,3)	91,4 (81,0; 97,1)	93,8 (88,5; 97,1)	85,7 (79,5; 90,6)	65,7 (58,0; 72,8)	72,6 (59,8; 83,1)	87,7 (80,8; 92,8)
% Serorespuesta	-	-	36,2 (24,0; 49,9)	79,3 (71,8; 85,6)	-	-	8,1 (2,7; 17,8)	60,8 (51,8; 69,2)
GMT de hSBA	48,9 (39,0; 61,5)	12,2 (10,2; 14,6)	43,7 (26,5; 71,9)	162 (121; 216)	37,7 (29,3; 48,7)	11,6 (9,53; 14,1)	13,1 (9,60; 17,8)	56,6 (41,5; 77,2)
<b>C</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	88,2 (83,1; 92,2)	73,4 (66,9; 79,2)	98,3 (90,8; 100)	99,3 (96,2; 100)	71,4 (64,0; 78,1)	47,9 (40,2; 55,7)	51,6 (38,6; 64,5)	85,3 (78,0; 90,9)
% Serorespuesta	-	-	77,6 (64,7; 87,5)	93,1 (87,7; 96,6)	-	-	8,1 (2,7; 17,8)	55,0 (46,0; 63,8)
GMT de hSBA	84,8 (64,0; 112)	17,7 (14,3; 21,9)	206 (126; 339)	638 (496; 820)	26,7 (19,8; 36,0)	8,47 (6,76; 10,6)	11,1 (7,17; 17,1)	56,0 (39,7; 78,9)
<b>W</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	78,8 (72,6; 84,1)	66,8 (60,1; 73,1)	89,7 (78,8; 96,1)	98,6 (95,1; 99,8)	60,1 (52,3; 67,6)	39,6 (32,2; 47,4)	46,8 (34,0; 59,9)	80,8 (72,9; 87,2)

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS**  
**DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

% Serorespuesta	-	-	70,7 (57,3; 81,9)	90,3 (84,3; 94,6)	-	-	6,5 (1,8; 15,7)	49,2 (40,4; 58,1)
GMT de hSBA	28,0 (22,2; 35,3)	14,2 (11,6; 17,4)	118 (64,0; 216)	419 (317; 553)	14,7 (11,0; 19,8)	6,54 (5,28; 8,11)	9,89 (6,45; 15,2)	31,0 (22,6; 42,6)
<b>Y</b>								
% ≥1:8 (Seroprotección)	92,5 (88,0; 95,6)	68,2 (61,5; 74,4)	94,8 (85,6; 98,9)	100 (97,5; 100)	65,5 (57,8; 72,6)	40,8 (33,3; 48,6)	45,2 (32,5; 58,3)	81,5 (73,8; 87,8)
% Serorespuesta	-	-	72,4 (59,1; 83,3)	92,4 (86,8; 96,2)	-	-	8,1 (2,7; 17,8)	49,2 (40,4; 58,1)
GMT de hSBA	65,3 (51,8; 82,2)	15,3 (12,3; 19,1)	151 (83,4; 274)	566 (433; 740)	19,6 (14,4; 26,7)	7,49 (5,72; 9,82)	11,1 (6,31; 19,4)	40,5 (29,0; 56,4)

\* Identificador de estudio clínico: NCT02842866

# Identificador de estudio clínico: NCT04142242

^N calculado utilizando el conjunto de análisis por protocolo (FASP) con resultados serológicos válidos; Dosis post-primaria = D30 del MET49, 3A después de la dosis primaria (antes de la dosis de refuerzo) = D0 del MEQ00066.

§N calculado utilizando los conjuntos 2 y 1 de análisis por protocolo (PPAS2 y PPAS1) con resultados serológicos válidos. Dosis post-refuerzo = D06 o D30 del MEQ00066.

Serorespuesta a la vacuna: el título es < 1:8 al inicio con un título post-vacunación ≥ 1:16 o el título es ≥ 1:8 al inicio con un aumento ≥ 4 veces en la post-vacunación.

IC del 95% de la proporción única calculada a partir del método binomial exacto.

#### *Persistencia de 5 años*

Un subconjunto de sujetos (N = 52), que fueron evaluados para determinar la persistencia de anticuerpos a los 3 años y no recibieron la dosis de refuerzo, se volvió a evaluar para determinar la persistencia de anticuerpos a los 5 años, momento en el cual recibieron una dosis de refuerzo de MenQuadfi. En los sujetos primovacunados con MenQuadfi, las GMT de hSBA para los serogrupos C, W e Y 5A después de la dosis primaria tendieron a ser más altas que las GMT previas a la primovacunación (y fueron comparables para el serogrupo A). Después de la dosis de refuerzo de MenQuadfi, las tasas de seroprotección fueron del 100% para los serogrupos A, C e Y, y del 95,0% para el serogrupo W en los sujetos tratados con MenQuadfi y del 87,5%, 62,5%, 87,5% y 68,8% para los serogrupos A, C, W e Y, respectivamente, para los primovacunados con MenACWY-PS. Además, las GMT de hSBA fueron más altas y las tasas de serorespuesta fueron más altas o tendieron a ser más altas para todos los serogrupos en los sujetos tratados con MenQuadfi en comparación con los tratados con MenACWY-PS.

#### *Persistencia a los 6-7 años*

La persistencia de anticuerpos se evaluó según la vacuna (MenQuadfi o MenACWY-PS) que los sujetos habían recibido 6-7 años antes en el estudio MET44 (Tabla 15).

Para todos los serogrupos, las GMT de hSBA fueron más altas en la dosis post-primaria del D30 que a los 6-7 años (6-7A) después de la dosis previa al refuerzo del D0 para adultos primovacunados con MenQuadfi. Las GMT 6-7A después de la dosis primaria fueron más altas que las GMT previas a las dosis primarias para los serogrupos C, W e Y en adultos primovacunados con MenQuadfi, lo que indica una persistencia a largo plazo de la respuesta inmunitaria para estos serogrupos, y fueron comparables para el serogrupo A.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 15: Comparación de la persistencia de anticuerpos bactericidas en adultos (≥59 años) primovacunados con MenQuadfi o MenACWY-PS 6-7 años antes en MET44<sup>^</sup> – (estudio MEQ00066#)**

Variable por serogrupo	Primovacunados con MenQuadfi (IC del 95%)		Primovacunados con MenACWY-PS (IC del 95%)	
	D30 –Post dosis primaria\$ N=59	6-7A Post dosis - primaria # N=59	D30 - Post dosis - primaria\$ N=26	6-7A Post dosis - primaria # N=26
<b>A</b>				
% ≥1:8 (Seroprotección)	91,4 (81,0; 97,1)	55,9 (42,4; 68,8)	76,9 (56,4; 91,0)	50,0 (29,9; 70,1)
GMT	48,0 (30,6; 75,4)	9,00 (6,44; 12,6)	27,3 (13,8; 54)	9,64 (5,18; 17,9)
<b>C</b>				
% ≥1:8 (Seroprotección)	74,1 (61,0; 84,7)	59,3 (45,7; 71,9)	76,9 (56,4; 91,0)	42,3 (23,4; 63,1)
GMT	52,2 (27,4; 99,7)	11,9 (7,67; 18,5)	23,9 (11,9; 48,1)	7,58 (4,11; 14,0)
<b>W</b>				
% ≥1:8 (Seroprotección)	75,9 (62,8; 86,1)	66,1 (52,6; 77,9)	73,1 (52,2; 88,4)	38,5 (20,2; 59,4)
GMT	31,2 (18,8; 52,0)	11,9 (7,97; 17,8)	18,8 (10,1; 34,9)	4,95 (3,39; 7,22)
<b>Y</b>				
% ≥1:8 (Seroprotección)	81,0 (68,6; 90,1)	59,3 (45,7; 71,9)	73,1 (52,2; 88,4)	46,2 (26,6; 66,6)
GMT	45,8 (26,9; 78,0)	11,2 (7,24; 17,5)	25,9 (12,4; 53,8)	7,19 (4,09; 12,6)

<sup>^</sup>Identificador del estudio clínico: NCT01732627

<sup>#</sup> Identificador del estudio clínico: NCT04142242

N: número de sujetos en el conjunto de análisis completos para la persistencia (FASP) con resultados serológicos válidos.

\$ Post-dosis primaria = D30 del MET44

#6-7A Post dosis primaria = D0 del MEQ00066

IC del 95% de la proporción única calculada a partir del método binomial exacto.

Respuesta a la dosis de refuerzo en adolescentes y adultos de al menos 15 años de edad primovacunados con otras vacunas MenACWY

El estudio MET56 (NCT02752906) comparó la inmunogenicidad de una dosis de refuerzo de MenQuadfi con la de una dosis de refuerzo de MenACWY-DT en sujetos de al menos 15 años de edad, que habían sido primovacunados con una vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (MenACWY-CRM (11,3%) o con MenACWY-DT (86,3%)) de 4 a 10 años antes.

Al inicio, la seroprotección y las GMT de hSBA frente a los serogrupos A, C, W e Y fueron similares.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Tabla 16: Comparación de las respuestas de anticuerpos bactericidas con MenQuadfi y MenACWY-DT 30 días después de la vacunación de refuerzo en sujetos de al menos 15 años de edad primovacunados con MenACWY-CRM o MenACWY-DT de 4 a 10 años antes (estudio MET56\*)**

Variable por serogrupo	MenQuadfi (IC del 95%)		MenACWY-DT (IC del 95%)	
<b>A</b>	N=384		N=389	
% ≥1:8 (Seroprotección)	100,0	(99,0; 100,0)	99,0	(97,4; 99,7)
% Serorespuesta**	92,2	(89,0; 94,7)	87,1	(83,4; 90,3)
GMT de hSBA	497	(436; 568)	296	(256; 343)
<b>C</b>	N=384		N=389	
% ≥1:8 (Seroprotección)	99,5	(98,1; 99,9)	99,0	(97,4; 99,7)
% Serorespuesta**	97,1	(94,9; 98,6)	91,8	(88,6; 94,3)
GMT de hSBA	2.618	(2.227; 3.078)	599	(504; 711)
<b>W</b>	N=384		N=389	
% ≥1:8 (Seroprotección)	100,0	(99,0; 100,0)	99,7	(98,6; 100,0)
% Serorespuesta**	98,2	(96,3; 99,3)	90,7	(87,4; 93,4)
GMT de hSBA	1.747	(1.508; 2.025)	723	(614; 853)
<b>Y</b>	N=384		N=389	
% ≥1:8 (Seroprotección)	99,7	(98,6; 100,0)	99,5	(98,2; 99,9)
% Serorespuesta**	97,4	(95,3; 98,7)	95,6	(93,1; 97,4)
GMT de hSBA	2,070	(1,807; 2,371)	811	(699; 941)

\*Identificador del ensayo clínico NCT02752906.

N: número de sujetos en el conjunto de análisis por protocolo con resultados serológicos válidos.

IC del 95% de la proporción individual calculados a partir del método binomial exacto.

\*\*Se cumplió el criterio de no inferioridad.

La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados en uno o más grupos de la población pediátrica de menos de 12 meses de edad (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica).

### 5.2. Propiedades farmacocinéticas

No se han realizado estudios de farmacocinética.

### 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de seguridad preclínicos no mostraron riesgos especiales para los seres humanos según un estudio de toxicidad para el desarrollo y la reproducción en conejas.

La administración de MenQuadfi a conejas hembras a una dosis humana completa no mostró efectos sobre el rendimiento de apareamiento, la fertilidad de las hembras, ningún potencial teratogénico y ningún efecto sobre el desarrollo pre o postnatal.

## 6. DATOS FARMACÉUTICOS

### 6.1 Lista de excipientes

De acuerdo a la última fórmula aprobada en el registro sanitario

### 6.2 Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

### 6.3 Periodo de validez

Utilizar solo hasta la fecha de vencimiento que figura en el estuche.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**6.4 Precauciones especiales de conservación**

Conservar en refrigerador (entre +2°C y +8°C).

No congelar.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

**6.5 Naturaleza y contenido del envase**

Solución en vial de vidrio transparente de borosilicato tipo I con un tapón de clorobutilo de 13 mm y cierre flip off.

Envase de ~~X 4, 5 o 10~~ viales monodosis (0,5 mL).

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

**6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:**

Se debe inspeccionar visualmente el contenido de la vacuna para observar si existe alguna partícula y/o variación del aspecto físico (o decoloración) antes de su administración. En caso de que se observe alguna de estas circunstancias, desechar la vacuna.

*Preparación*

Envase de ~~X 4, 5 o 10~~ viales monodosis (0,5 mL)

Retire el cierre flip off del vial y, utilizando una jeringa y una aguja adecuadas, retire 0,5 mL de solución del vial, asegurándose de que no haya burbujas de aire antes de la inyección.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Elaborada en Estados Unidos de Norteamérica por:

**Sanofi Pasteur Inc.**

One Discovery Drive

Swiftwater PA 18370, EEUU

Importado por:

**Argentina: Sanofi Health Argentina S.A.**

Cuyo 3532 (1640) Martínez – Provincia de Buenos Aires

Dirección Técnica: Dra Roxana MONTEMILONE - Farmacéutica

Calle 8 N° 703 (esquina 5) – (1629) – Parque Industrial Pilar – Provincia de Buenos Aires

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

CERTIFICADO N° 59440.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología de:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Por consultas, puede comunicarse con el Departamento Médico de Sanofi Pasteur - (011) 4732-5000

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

ARG

Fecha de última revisión:

Aprobado por Disposición N°

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**MENQUADFI SOLUCIÓN INYECTABLE (VACUNA CONJUGADA DE GRUPOS DE MENINGOCOCOS A, C, W-135 e Y)**

**Chile:** Mayor información disponible en el Departamento Médico de **Sanofi Vaccines Chile S.A.** - Teléfono: 233408400

**Paraguay:** **Sanofi-Aventis Paraguay S.A.** - Asunción. Venta autorizada por la DINAVISA. Reg. San. N°: 26617-01-MB. D. T.: Q.F. Jefferson L. Garbin - Reg. Prof. N° 4372. EN CASO DE SOBREDOSIS, FAVOR CONCURRIR AL CENTRO DE TOXICOLOGIA EMERGENCIAS MEDICAS. AVDA. GRAL. SANTOS C/ TEODORO S. MONGELOS - TEL: 204-800. "En caso de reporte de evento adverso o reclamo relacionado al producto, comunicarse al (021) 288 1000".

**Uruguay:** **Representante en Uruguay: Rinque Pharma S.A.** Sanlúcar 1545 - CP 11500 – Montevideo – Tel: 26000106. Reg. M.S.P. N° 46402 - Venta bajo receta profesional. D.T.: Q.F. Virginia Patritti. En caso de ingesta accidental o sobredosis, comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): Hospital de Clínicas Avenida Italia s/n piso 7 TEL: 1722. **Titular de Registro: Sanofi Winthrop Industrie** – Francia. Venta bajo receta profesional. Uso individual a partir de los 12 meses de edad, para bloqueo de brotes de enfermedad meningococcica por serogrupos contenidos en la vacuna, viajeros a países donde hay hiperendemia o epidemia por los serogrupos contenidos en la vacuna. Se considera dosis única para vacunación primaria. Se puede administrar una dosis de 0,5 mL de MenQuadfi como dosis de recuerdo en aquellos sujetos que han recibido previamente una vacuna meningococcica que contenga los mismos serogrupos.

**REFERENCIAS:**

Unión Europea

Agencia Europea de Medicamentos-EMA

MenQuadfi

EMA/H/C/005084

CCDS v9 LRC 30/11/2023

CCDS v10 LRC 18/01/2024

CCDS v 11 LRC 21/03/2024

CCDS v12 LRC 30/05/2024

URL: [MenQuadfi, INN-Meningococcal Group A, C, W and Y conjugate vaccine \(europa.eu\)](http://MenQuadfi.INN-MeningococcalGroupA,C,WandYconjugatevaccine.europa.eu)

**REVISIÓN LOCAL:** 28/04/2025