



Nombre del trámite:	PEEC SEROLOGIA DE VIH
Descripción:	Programas de Intercomparación de Serología VIH pertinente al Programa de Evaluación Externa de la Calidad, cuyo objetivo es evaluar el desempeño analítico de los laboratorios participantes.
Detalles:	Ver Informativo PEEC Código interno: 2155023
Beneficiarios:	Laboratorios Clínicos y Servicios de Sangre públicos y privados.
Documentos requeridos:	Formulario de Adscripción PEEC Proceso adscripción PEEC. Cada Laboratorio que desee participar en el PEEC debe adscribirse al Programa a través de la opción “Adscripción Online” y hacerlo en el plazo definido para ello.
Paso a paso cómo realizar el trámite en Línea:	Ver Manual de adscripción Ver Informativo PEEC
Vigencia:	De acuerdo a proceso de adscripción anual.
Tiempo realización:	Ver calendario en instructivo PEEC (se publica en marzo de cada año), se encuentra en detalles.
Costo:	Ver Costo
Marco Legal:	Decreto Fuerza Ley N° 1 de 2005.