

Nombre del trámite	MUESTREO CON DETECTORES COLORIMETRICOS (POR MUESTRA)
Código	5242010
Descripción	Determinación instantánea de concentraciones de sustancias químicas presentes en los ambientes laborales utilizando tubos colorimétricos.
Detalles	El Muestreo con detectores colorimétricos ofrece la posibilidad de realizar mediciones de agentes químicos para una amplia variedad de sustancia químicas, entregando resultados instantáneos (tiempo real) y precisos. Tiene una amplia gama de aplicaciones, por tanto, es versátil y puede utilizarse en una variedad de campos.
Beneficiarios	Usuarios públicos y privados.
Documentos requeridos	Formulario de Solicitud
Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Complete el formulario de solicitud, y envíelo al correo electrónico jmena@ispch.cl o rvilasau@ispch.cl o calbornoz@ispch.cl 2. Recibida la solicitud, nos comunicaremos con Ud. para conocer y definir detalles respecto la prestación solicitada. Con esto, solicitaremos de manera interna, la cotización. 3. La sección respectiva del ISP le hará llegar la cotización al correo electrónico por Ud. informado en la solicitud. Aquí también se indicará la forma y vías de pago. 4. Como resultado, Ud. recibirá un Informe Técnico con los resultados de los muestreos y evaluaciones realizadas. Este será enviado también a través del correo electrónico informado en su solicitud. <p>Consultas vía OIRS https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS</p>
Tiempo realización	30 días
Vigencia	---
Valor	Ver Valor
Marco legal	D.S. N° 594 del MINSAL. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766